

## Índice

<b>1) Apresentação</b>	<b>2</b>
<b>2) Importante</b>	<b>2</b>
<b>3) Construção</b>	<b>2</b>
<b>4) Foto do produto</b>	<b>3</b>
<b>5) Instalação e operação</b>	<b>4</b>
<b>6) Limpeza</b>	<b>4</b>
<b>7) Garantia</b>	<b>4</b>
<b>8) Perda de garantia</b>	<b>5</b>

## **1 - Apresentação.**

Agradecemos sua confiança em adquirir um produto da WEA. Esperamos que esse equipamento venha suprir suas necessidades, pois é esse nosso objetivo.

## **2 - Importante**

Siga atentamente as instruções contidas nesse manual para poder utilizar seu equipamento da melhor maneira possível.

## **3 – Construção**

Corpo e seringa fabricados em polipropileno.

Seringa de 20ml.

Válvulas direcionadoras de uma via em vidro.

Elementos de vedação e cabeça do embolo em borracha.

Frasco de 1000ml nas opções:

Vidro Âmbar Vidro Transparente e Polietileno

#### 4 – Foto



## **5 - Instalação e Operação**

- Colocar o líquido a ser repipetado no frasco.
- Colocar a tampa no repipetador, sem apertar em demasia.
- Acionar repetidas vezes o êmbolo de seringa a fim de retirar a maior parte das bolhas de ar. Quando não sair mais nenhuma bolha, e restar algumas pequenas, pode considerar como etapa realizada, pois as pequenas bolhas restantes, não vão influenciar no volume de líquido medido.
- Ajustar o limitador do êmbolo na posição desejada; para isto coloque o limitador bem para cima, ajuste o êmbolo, na posição de volume desejado, abaixar o limitador até encostar-se à cabeça do êmbolo e apertar o knob de fixação do limitador. Está pronta para uso.

## **6 – Limpeza**

Limpar sempre e somente, com água e um pouco de detergente neutro.

## **7 - Garantia**

A WEA como fabricante do equipamento concede garantia contra qualquer defeito de fabricação para as seguintes condições:

- O prazo de garantia é de 12 meses a contar da data da emissão da nota fiscal ao consumidor.
- Qualquer defeito constatado no equipamento deve ser imediatamente comunicado a revenda ou a WEA.
- A garantia abrange a substituição de peças que apresentem defeitos de fabricação bem como sua respectiva mão de obra.

## **8 - Perda da garantia:**

- Quando houver alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do equipamento.
- Quando o produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- Quando o equipamento sofrer maus tratos, modificações ou consertos pelo consumidor.
- Para defeitos dentro da garantia de 90 dias ás custas de transportes serão de responsabilidade da WEA.

Para defeitos dentro da garantia contratual o envio do equipamento para a WEA será de responsabilidade do consumidor.



## **ANOTAÇÕES**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## **ANOTAÇÕES**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---