

## Índice

<b>1) Apresentação</b>	<b>2</b>
<b>2) Importante</b>	<b>2</b>
<b>3) Construção</b>	<b>2</b>
<b>4) Foto do produto</b>	<b>3</b>
<b>5) Operação</b>	<b>4</b>
<b>6) Cuidados</b>	<b>4</b>
<b>7) Garantia</b>	<b>4</b>
<b>8) Perda de Garantia</b>	<b>5</b>

## **1 - Apresentação.**

Agradecemos sua confiança em adquirir um produto da WEA. Esperamos que esse equipamento venha suprir suas necessidades, pois é esse nosso objetivo.

## **2 – Importante.**

Siga atentamente as instruções contidas nesse manual para poder utilizar seu equipamento da melhor maneira possível.

## **3 – Construção.**

Exaustor construído em fibra de vidro laminada (Peça Única) podendo ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal.

Turbina resistente aos gases corrosivos.

Saída com diâmetro de 200 mm.

Motor 1/3 HP – Velocidade 1.750 rpm – com ventilação própria –

Monofásico (127v ou 220v) ou trifásico.

Cabo de força normatizado ABNT NBR 14136

**4 – Foto**



## **5 - Operação**

Verifique se as dimensões das saídas da capela e entrada do exaustor são do mesmo tamanho.

Após conectados ajuste a direção horizontal da saída do duto de ar.

## **6 – Cuidados**

Não coloque nada sobre o equipamento risco de causar um superaquecimento ou curto circuito.

Verifique a voltagem antes de conectar a rede elétrica.

## **7 - Garantia**

A WEA como fabricante do equipamento concede garantia contra qualquer defeito de fabricação para as seguintes condições:

O prazo de garantia é de 12 meses a contar da data da emissão da nota fiscal ao consumidor. Qualquer defeito constatado no equipamento deve ser imediatamente comunicado a revenda ou a WEA.

A garantia abrange a substituição de peças que apresentem defeitos de fabricação bem como sua respectiva mão de obra.

### **8 - Perda da garantia:**

Quando houver alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do equipamento.

Quando o produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.

Quando o equipamento for conectado em tensão diferente a qual foi fabricado.

Quando o equipamento sofrer maus tratos, modificações ou consertos pelo consumidor.

Defeitos gerados por problemas de fornecimento de energia elétrica ou falta de água na cuba.

Para defeitos dentro da garantia de 90 dias às custas de transportes serão de responsabilidade da WEA.

Para defeitos dentro da garantia contratual o envio do equipamento para a WEA será de responsabilidade do consumidor.

## **ANOTAÇÕES**

---

---

---

---

---

---

---

---

## **ANOTAÇÕES**

---

---

---

---

---

---





## **ANOTAÇÕES**

---

---

---

---

---

---

---

---